

# manual

---


## Body scale

Item: 48834-48835

EN

NO

SV



[www.rubicson.com](http://www.rubicson.com)  
Box 50435, Malmö, Sweden  
2018-01-16



**Rubicson®**

## Specifications

Batteries:	3x AAA
Capacity:	180 kg
Size:	303x24x303 mm

## Start

Insert 3x AAA batteries in the battery hatch. Mind the polarity.

## Standard settings

- Place the scale on a flat surface to ensure accuracy.
- Step on the scale with one foot, it will turn on and display 0.0, remove your foot from the scale. Wait for the scale to turn off. This process needs to be repeated if the scale is moved.
- The scale is now ready for use, step on the scale and stand still while your weight is measured.
- The scale automatically turns off if no weighing is done after 10 seconds.
- You can change the weight unit by pressing the plastic tab labeled UNIT on the bottom of the scale. Switch between kilograms (kg), pounds (lb) and stones (st).

## Troubleshooting

- When the display says "LO", insert new batteries.
- When the display says "Err", it means that the maximum weight has been exceeded.

## Warning

Make sure that the scale is placed on a flat surface to ensure accuracy.

Always weigh yourself without clothing or footwear, and before meals. The first thing in the morning is the best time.

Keep the scale in a dry place to protect the electronic components.

Do not store the scale in an upright position as this will drain the batteries.

Avoid overloading the scale; otherwise, permanent damage may occur.

Remove the batteries if the scales are not going to be used for a long period of time.

Treat your scale with care as it is a precision instrument, do not drop it or jump up or down on it

## Spesifikasjoner

Batterier:	3x AAA
Maks. belastning:	180 kg
Mål:	303x24x303 mm

## Start

Sett 3x AAA batterier i batterirommet. Husk polariteten.

## Vanlige innstillinger

- Plasser vekten på en flat overflate for å få korrekt måling.
- Still deg på vekten med en fot. Vekten starter og displayet viser 0.0. Ta deretter foten bort fra vekten. Vent til vekten slår seg av. Denne prosedyren må gjøres på nytt hver gang vekten flyttes.
- Vekten er nå klar til bruk. Still deg på vekten og stå stille mens kroppsvekten din beregnes.
- Vekten slår seg av automatisk etter 10 sekunder hvis ingen veiing utføres.
- Du kan endre vektenheten ved å trykke på plastfliken merket UNIT på baksiden av vekten. Du kan velge mellom kilogram (kg), pund (lb) og stone (st).

## Feilsøking

- Når displayet viser "LO", bytter du batterier.
- Når displayet viser "Err", betyr det at vekten er overbelastet.

## Advarsel

Ha vekten plassert på en flat og jevn overflate for å få et korrekt måleresultat.

Vei alltid deg selv uten klær og sko og før måltider. Et velegnet tidspunkt for veiing er når du har våknet om morgenen.

Oppbevar vekten på et tørt sted for ikke å skade komponentene.

Ikke ha vekten stående på høykant, da dette tærer på batteriene.

Unngå å overbelaste vekten, den kan bli skadet permanent.

Ta ut batteriene hvis vekten ikke skal brukes på en stund.

Håndter vekten som et presisjonsverktøy. Ikke mist den i gulvet eller hopp på den.

## Specifikationer

Batterier:	3x AAA
Maxbelastning:	180 kg
Mått:	303x24x303 mm

## Start

Sätt i 3x AAA-batterier i batteriluckan. Tänk på polariteten.

## Vanliga inställningar

- Placera vågen på en plan yta för att få ett korrekt mätresultat.
- Ställ dig på vågen med en fot, den kommer starta och displayen kommer visa 0.0, ta därefter bort foten. Vänta på att vågen stänger av sig. Denna process måste göras om varje gång vågen flyttas.
- Vågen är nu redo att användas, ställ dig på vågen och stå stilla medan din vikt beräknas.
- Vågen stänger automatiskt av sig om ingen vägning utförs efter 10 sekunder.
- Du kan ändra viktenheten genom att trycka på plastfliken märkt med UNIT på baksidan av vågen. Växla mellan kilogram (kg), pounds (lb) och stones (st).

## Felsökning

- När displayen visar "LO", byt till nya batterier.
- När displayen visar "Err" betyder det att vågen är överbelastad.

## Varning

Ha vågen placerad på en plan yta för att få ett korrekt mätresultat.

Väg alltid dig själv utan kläder och skor samt före måltider. Precis när en vaknat på morgonen är ett optimalt tillfälle.

Förvara vågen på ett torrt ställe för att inte skada komponenterna.

Förvara inte vågen stående på högkant då detta tär på batterierna.

Undvik att överbelasta vågen, annars kan vågen ta permanent skada.

Ta ur batterierna om vågen inte kommer användas under längre tid.

Hantera vågen som ett precisionsverktyg, tappa inte den eller hoppa på den.